



IVD

PARAFINOVÝ OLEJ STERILIZOVANÝ

CZ

Kat. č.: 10003371

Pro mikrobiologii

Parafinový olej sterilizovaný je pomocným přípravkem pro diagnostické soupravy MIKRO-LA-TEST®, obsahující testy, které vyžadují inkubaci se zamezením přístupu kyslíku. Způsob použití Parafinového oleje sterilizovaného je obsažen v pracovním návodu příslušné diagnostické soupravy MIKRO-LA-TEST®.

Souprava Parafinového oleje sterilizovaného obsahuje:

Parafinový olej sterilizovaný 3 x 18 ml
Informační leták

Skladování, expirace:

Parafinový olej sterilizovaný se skladuje při teplotě (+2 až +25) °C. Expirace je vyznačena na každém balení.

Upozornění:

Souprava je určena pouze k profesionálnímu použití.
Souprava není klasifikovaná jako nebezpečná.

Likvidace odpadů:

Případné zbytky činidla je nutno likvidovat podle vlastních interních předpisů jako nebezpečný odpad v souladu se Zákonem o odpadech. Papírové a ostatní obaly se likvidují podle druhu materiálu jako tříděný odpad (papír, sklo, plasty).

Datum poslední revize: 10. 1. 2014



IVD

PARAFINOVÝ OLEJ STERILIZOVANÝ

SK

Kat. č.: 10003371

Pre mikrobiológiu

Parafinový olej sterilizovaný je pomocným prípravkom na diagnostické súpravy MIKRO-LA-TEST®, obsahujúce testy, ktoré vyžadujú inkubáciu so zamedzením prístupu kyslíka. Spôsob použitia Parafinového oleja sterilizovaného je obsiahnutý v pracovnom návode príslušnej diagnostickej súpravy MIKRO-LA-TEST®.

Súprava Parafinového oleja sterilizovaného obsahuje:

Parafinový olej sterilizovaný 3 x 18 ml
Informačný leták

Skladovanie, expirácia:

Parafinový olej sterilizovaný sa skladuje pri teplote (+2 až +25) °C. Expirácia je vyznačená na každom balení.

Upozornenie:

Súprava je určená iba na profesionálne použitie.
Súprava nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

Likvidácia odpadov:

Případné zvyšky činidla je nutno likvidovat' podľa vlastných interných predpisov v súlade s národnou legislatívou. Papierové a ostatné obaly sa likvidujú podľa druhu materiálu ako triedený odpad (papier, sklo, plasty).

Dátum poslednej revízie: 10. 1. 2014



IVD

PARAFFIN OIL, STERILIZED

EN

Cat. No.: 10003371

For microbiology

Paraffin oil, sterilized is supplementary preparation for diagnostic MIKRO-LA-TEST® kits, containing tests requiring incubation with prevention of oxygen access. The method of using sterilized Paraffin oil is included in the working instruction of the respective diagnostic MIKRO-LA-TEST® kit.

PARAFFIN OIL, sterilized contains:

Paraffin oil, sterilized 3 x 18 ml
Information leaflet

Storage, expiration:

Paraffin oil, sterilized is stored at the temperature of (+2 to +25) °C. The expiration is indicated at each packing.

Warning:

For professional use only.
Kit is not classified as dangerous.

Waste disposal:

Contingent rest of the reagent should be liquidated in accordance with any other local and national regulations relating to the safe handling of such materials.
Put packaging paper waste and containers to recycling.

Date of last revision: 10. 1. 2014





IVD

**ПАРАФИНОВОЕ МАСЛО
СТЕРИЛЬНОЕ**

RU

Ном. номер: 10003371

Для микробиологии

Парафиновое масло стерильное – вспомогательный препарат для диагностических наборов MIKRO-LA-TEST®, содержащих тесты, которые необходимо инкубировать без доступа кислорода.

Способ применения Парафинового масла стерильного указан в инструкциях к наборам MIKRO-LA-TEST®.

Набор Парафиновое масло стерильное содержит:

Парафиновое масло стерильное 3 x 18 мл
Инструкцию

Хранение:

При температуре от +2 до +25 °C.

Срок годности:

1 год (срок годности указан на каждой упаковке).

Примечание:

Набор предназначен только для квалифицированного использования.

Набор не содержит опасных веществ.

Ликвидация отходов:

Остатки реактива подлежат уничтожению в соответствии с утвержденными внутрибольничными правилами.

Бумажную упаковку сдайте в макулатуру, заводскую тару в сортированный мусор.

Дата проведения последнего контроля: 10. 1. 2014



IVD

**OLEJ PARAFINOWY,
STERYLIZOWANY**

PL

Nr kat.: 10003371

Do celów mikrobiologicznych

Стерилизованный olej парафиновый to dodatkowy preparat stosowany w zestawach diagnostycznych MIKRO LA TEST®, zawierających testy wymagające inkubacji bez dostępu tlenu. Metoda użycia sterylizowanego oleju парафинового znajduje się w instrukcji do odpowiedniego zestawu diagnostycznego MIKRO-LA-TEST®.

Sterylizowany OLEJ PARAFINOWY zawiera:

Sterylny olej парафиновый 3 x 18 ml
Ulotkę informacyjną

Warunki przechowywania, termin ważności:

Sterylny olej парафиновый należy przechowywać w temperaturze +2 do +25 °C. Data ważności zaznaczona jest na każdym opakowaniu.

Ostrzeżenie:

Przeznaczono do zastosowania w diagnostyce in vitro przez upoważnioną oraz profesjonalnie przeszkoloną osobę.

Zestaw nie zawiera substancji niebezpiecznych.

Likwidacja odpadów:

Ewentualne resztki odczynnika należy likwidować według własnych przepisów wewnętrznych jako odpad niebezpieczny zgodnie z Ustawą o odpadach. Papierowe oraz pozostałe opakowania należy likwidować w zależności od rodzaju materiału jako odpady sortowane (papier, szkło, plastik).

Дата ostatnie rewizji: 10. 1. 2014

WYTWÓRCA:

Erba Lachema s.r.o., Karásek 1d, 621 00 BRNO,
REPUBLIKA CZESKA

Przedstawicielstwo w Polsce:

Ul. Szamocińska 21, 61-417 Poznań
Tel. kom. +48 510 251 115, Fax: +48 61 830 76 53
e-mail: tvrdon@erbalachema.com, www.erbalachema.com

