



Суспензионная среда для СЕНСИЛАТЕСТ



Ном. номер: 10020286

Для микробиологии

Суспензионная среда для СЕНСИЛАТЕСТ — вспомогательный препарат для всех наборов СЕНСИЛАТЕСТ, предназначенных для определения чувствительности микроорганизмов.

Суспензионную среду поставляют в стерильных стеклянных пробирках, содержимое одной пробирки (4,4 мл) предназначено для приготовления суспензии 1 штамма. Способ применения указан в инструкции к конкретному набору СЕНСИЛАТЕСТ.

Хранение:

При температуре (+2 to 25) °C.

Срок годности:

Срок годности указан на каждой упаковке.

Внимание:

Набор реагентов предназначен для *in vitro* диагностики (для профессионального использования); не содержит опасных веществ.

Ликвидация мусора:

Возможные остатки суспензионной среды подлежат уничтожению в соответствии с утвержденными внутрибольничными правилами. Бумажную упаковку сдайте в макулатуру, заводскую тару в сортированный мусор.

Дата проведения последнего контроля: 27. 1. 2014



Nośnik zawiesiny dla SENSILATEST



Nr kat.: 10020286

Do celów mikrobiologicznych

Nośnik zawiesiny dla SENSILATEST jest preparatem uzupełniającym do zestawów SENSILATEST, które przeznaczone są do oznaczania lekowrażliwości na antybiotyki.

Nośnik zawiesiny dla SENSILATEST dostarczany jest w sterylnych szklanych probówkach; zawartość probówki (4,4 ml) wystarcza do przygotowania zawiesiny jednego szczepu.

Przygotowanie zawiesiny powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji do określonego zestawu SENSILATEST.

Przechowywanie, ważność:

Nośnik zawiesiny dla SENSILATEST należy przechowywać w temp. (+2 do +25) °C, do daty ważności podanej na opakowaniu.

Ostrzeżenie:

Zestaw nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych.

Przeznaczono do zastosowania w diagnostyce *in vitro* przez upoważnioną oraz profesjonalnie przeszkoloną osobę.

Likwidacja odpadów:

Ewentualne resztki nośnika zawiesiny utylizować według własnych przepisów wewnętrznych jako odpad niebezpieczny według Ustawy o odpadach. Opakowania papierowe oraz opakowania z innych materiałów należy utylizować według rodzaju materiału jako odpad sortowany (papier, szkło, plastiki).

Дата ostatniej rewizji: 27. 1. 2014



Suspension medium for SENSILATEST



Cat. No.: 10020286

For microbiology

Suspension medium for SENSILATEST is supplementary preparation for SENSILATEST kits, which are intended for antibiotic susceptibility testing.

The Suspension medium for SENSILATEST is supplied in glass tubes in the sterile conditions; the content of one tube (4.4 ml) is sufficient for preparation of the suspension of one strain.

The preparation of the suspension should be carried out according to the procedure recommended for particular type of SENSILATEST.

Storage, expiration:

The Suspension medium for SENSILATEST should be stored at the temperature of (+2 to +25) °C until the expiry date indicated on the package.

Warning:

For *in vitro* diagnostic use. To handled by entitled and professionally educated person. Any dangerous reagents are not included in the kit.

Waste disposal:

Contingent rest of the suspension medium should be liquidated in accordance with any other local and national regulations relating to the safe handling of such materials. Put packaging paper waste and containers to recycling.

Date of last revision: 27. 1. 2014

WYTWÓRCA:

Erba Lachema s.r.o., Karásek 1d, 621 00 BRNO, CZ

Przedstawicielstwo w Polsce:

ul. Szamocińska 21, 61-417 Poznań,

tel. kom. +48 510 251 115, fax: +48 61 830 76 53,

e-mail: tvrdon@erbalachema.com, www.erbalachema.com

